

Rev. 01  
Gennaio 2011

 LifeMED

## Scheda tecnica

seca 274

Stadiometro mobile wireless

 INTERMED  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
274 1900 009	Stadiometro elettronico mobile con modulo wireless

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93529/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Stadiometro wireless con asticella poggia testa e ruote per spostarlo.

### Descrizione

seca 274: misuratore per altezza del paziente **wireless**.

Posizionamento corretto della testa del paziente garantita grazie alla “Linea di Francoforte” incorporata nell’altimetro.

La retroilluminazione bianca del display sull’altimetro consente una facile lettura dei dati visualizzati.

La stabilità della base in vetro con piedini regolabili incorporata garantisce misure precise ed affidabili.

I dati vengono trasferiti via **wireless** ad una stampante seca 360° che ricevendo il peso da una bilancia dedicata calcola automaticamente il BMI.

### Accessori presenti all’interno della confezione

274
Manuale d’uso

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Misurazioni:	30 - 220 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni (LxAxP):	434 x 2394 x 466 mm
Dimensioni pedana (LxAxP)	430 x 60 x 365 mm
Alimentazione:	a batterie
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Peso:	15 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142